

Aktivitetsbricka för rullstol/duschstol/toalett-armstöd.

Innan den används behöver det klargöras vad syftet med aktivitetsbrickan är.

-Den kan användas om syftet är att möjliggöra aktivisering i samband med t.ex. toalettbesök om användaren godkänner att den används. När den används måste vårdpersonalen ha uppsikt över den boende så att ingen fara uppkommer.

-Men om syftet är att begränsa den enskildes rörlighet på grund av bristande bemanning eller för att personalen ska kunna lämna den boende ensam, får den inte användas.

Storlek bredd 60 x djup 55 cm. Aktivitetsbrickan fästs direkt på rullstolens/duschstolens armstöd med kardborrband. Det har rundade främre hörn och mugghållare i framkant och har en kant runt om så att mindre föremål ej ramlar av under aktiviteten. På insidan är brickan rundad så att den kommer nära användaren. Max belastning på brickan är 20 kg

Aktivitetsbrickan monterad
på en mobil duschstol



Aktivitetsbrickan monterad
på nedfällbara armstöd



Aktivitetsbrickan
monterad på rullstol



Beställ via e-post elisabeth@svedinrehab.se Ange leverans och faktura adress
eller skicka beställningstalongen med post till Svedin Rehab, Borgargatan 18, 117 34 Stockholm
Artikel nummer 250001 Pris : 875 kr + moms och frakt Leveranstid 2-3 veckor

Härmed beställs.....st. aktivitetsbricka

Leveransadress:

Ev. annan faktura adress:

Namn.....

Namn.....

Adress.....

Adress

Tel/namn/e-post till kontaktpersonen

Elisabeth Svedin Rehab

Borgargatan 18
117 34 Stockholm

Telefon
0709-695269

www.svedinrehab.se
elisabeth@svedinrehab.se

Plusgiro
185431-4

F-skattebevis
510715322201